

標準比重計

- 浮ひょう型比重計
- 液体濃度を比重で計測する時に使用
- 標準温度：15℃（15/4℃）
- 上縁視定
- 校正証明書（JCSS または一般）自社対応可能
- ISO 等の取得、品質管理・現場での信頼できる比重計測に最適
- 校正はすべて高精度で安定した衡量法
- 校正証明書付は一般・JCSS 共に通常 3 ポイントを校正

No.	比重範囲	JIS B 7525-3 大形 19 本組標準比重計			JIS B 7525-3 小形 19 本組標準比重計			小形精密比重計		
		製品 No.	目量	全長	製品 No.	目量	全長	製品 No.	目量	全長
1	0.700～0.760	L19-01	0.001	300mm	S19-01	0.002	160mm	S19-01ST	0.001	160mm
2	0.760～0.820	L19-02	0.001	300mm	S19-02	0.002	160mm	S19-02ST	0.001	160mm
3	0.820～0.880	L19-03	0.001	300mm	S19-03	0.002	160mm	S19-03ST	0.001	160mm
4	0.880～0.940	L19-04	0.001	300mm	S19-04	0.002	160mm	S19-04ST	0.001	160mm
5	0.940～1.000	L19-05	0.001	300mm	S19-05	0.002	160mm	S19-05ST	0.001	160mm
6	1.000～1.060	L19-06	0.001	300mm	S19-06	0.002	160mm	S19-06ST	0.001	160mm
7	1.060～1.120	L19-07	0.001	300mm	S19-07	0.002	160mm	S19-07ST	0.001	160mm
8	1.120～1.180	L19-08	0.001	300mm	S19-08	0.002	160mm	S19-08ST	0.001	160mm
9	1.180～1.240	L19-09	0.001	300mm	S19-09	0.002	160mm	S19-09ST	0.001	160mm
10	1.240～1.300	L19-10	0.001	300mm	S19-10	0.002	160mm	S19-10ST	0.001	160mm
11	1.300～1.360	L19-11	0.001	300mm	S19-11	0.002	160mm	S19-11ST	0.001	160mm
12	1.360～1.420	L19-12	0.001	300mm	S19-12	0.002	160mm	S19-12ST	0.001	160mm
13	1.420～1.480	L19-13	0.001	300mm	S19-13	0.002	160mm	S19-13ST	0.001	160mm
14	1.480～1.540	L19-14	0.001	300mm	S19-14	0.002	160mm	S19-14ST	0.001	160mm
15	1.540～1.600	L19-15	0.001	300mm	S19-15	0.002	160mm	S19-15ST	0.001	160mm
16	1.600～1.660	L19-16	0.001	300mm	S19-16	0.002	160mm	S19-16ST	0.001	160mm
17	1.660～1.720	L19-17	0.001	300mm	S19-17	0.002	160mm	S19-17ST	0.001	160mm
18	1.720～1.780	L19-18	0.001	300mm	S19-18	0.002	160mm	S19-18ST	0.001	160mm
19	1.780～1.850	L19-19	0.001	300mm	S19-19	0.002	160mm	S19-19ST	0.001	160mm

酒精計



- 浮ひょう型酒精計
- エチルアルコール水溶液の濃度を%で計測
- 国際アルコール表（OIML R22：1975）対応品
- 標準温度 15℃
- 校正はすべて高精度で安定した衡量法

国 税 庁 規 格 型 酒 精 計				
製品 No.	No.	測定範囲	目量	全長
KSS-01	1	0～5	0.1	230 mm
KSS-02	2	5～10	0.1	230 mm
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
KSS-19	19	90～95	0.1	230 mm
KSS-20	20	95～100	0.1	230 mm

ボーメ計



- 浮ひょう型ボーメ計
- 液体濃度を重ボーメ度で計測
- 標準温度 15℃
- 校正はすべて高精度で安定した衡量法

10 度 間 重 ボーメ度 計			
製品 No.	測定範囲	目量	全長
LB10-01	0～10	0.1	300mm
LB10-02	10～20	0.1	300mm
⋮	⋮	⋮	⋮
LB10-06	50～60	0.1	300mm
LB10-07	60～70	0.1	300mm

校 正 に つ い て

正しい計量トレーサビリティの確保

基準器成績書

JCSS校正証明書

平成 20 年 3 月 27 日、産業技術総合研究所は「計量標準総合センターが発行する基準器検査成績書をもって計量トレーサビリティの根拠とすることはできません」と「お知らせ」で発表しています。トレーサビリティ確保には「不確かさ」のついている株式会社安藤計器製工所 計量校正研究所の「JCSS 校正」または「一般校正」をご利用ください。

JCSS 校正証明書の発行（国際 MRA 対応）



ガラス製温度計

校正範囲
-70～+350℃

指示計器付温度計
(デジタル温度計)

校正範囲
-70～+500℃

密度浮ひょう等:衡量法
(比重・酒精計・重ボーメ計等)

校正範囲
0.600～2.000 g/cm³

株式会社安藤計器製工所 計量校正研究所は、国際 MRA 対応 JCSS 認定事業者です。JCSS 0309 は、株式会社安藤計器製工所 計量校正研究所の認定番号です。また、弊社は認定基準として ISO/IEC 17025（JIS Q 17025）を用い、認定スキームを ISO/IEC 17011 に従って運営されている JCSS の下で認定されています。JCSS を運営している認定機関（IAJapan）は、アジア太平洋試験所認定協力機構（APLAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。

